

Per essere in regola con le norme della sicurezza sul lavoro, per le aziende, è obbligatorio tenere all'interno della propria attività almeno una cassetta di pronto soccorso. L'articolo 45 del D.Lgs. 81/08, facendo riferimento al decreto 388 del 2003, determina il contenuto cassetta pronto soccorso e i requisiti per svolgere il corso di formazione di primo soccorso; questo divide le aziende in tre gruppi A, B e C classificate per: tipologia attività svolta, numero di lavoratori e fattori di rischio.

Aziende del Gruppo A

Aziende della seguente tipologia: centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, estrazioni di minerali, lavori in sotterranei, fabbriche di esplosivi, polveri e munizioni. Oppure aziende con oltre 5 lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico superiore a 4 o facenti parti del comparto agricoltura.

Aziende del Gruppo B

Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Aziende del Gruppo C

Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Secondo quanto stabilito dal decreto 388 03 le aziende del gruppo A e B devono essere organizzare il pronto soccorso in modo che ogni luogo di lavoro abbia la propria cassetta pronto soccorso in luogo facilmente accessibile e ben segnalata. Deve essere sempre presente un mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il Servizio di Emergenza Sanitario Nazionale.

Soccorso

ALLEGATO 1 Aziende del Gruppo A e B cassetta pronto soccorso contenuto:

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (2)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

ALLEGATO 2 Aziende del gruppo C cassetta primo soccorso contenuto (in questo caso viene anche chiamata pacchetto di medicazione)

- Guanti sterili monouso (2 paia)
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125ml (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
- Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (1)
- Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (3)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
- Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (1)
- Rotolo do benda orlata alta 10 cm (1)
- Un paio di forbici
- Un laccio emostatico
- Ghiaccio pronto uso (1)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Le cassette di pronto soccorso non sono necessarie solamente nei locali aziendali ma è necessario utilizzare anche la cassetta pronto soccorso per auto. All'interno dei veicoli aziendali la cassetta di primo soccorso deve avere lo stesso contenuto delle cassette primo soccorso per aziende del gruppo C. E' bene che il contenitore della cassetta pronto soccorso per i veicoli aziendali abbia un contenitore morbido per attutire meglio gli urti durante gli spostamenti del veicolo.





513A

Valigetta pensile in polipropilene completa di allegato 2 e supporto a muro
Dim: 32x28x12 cm
Può essere posizionata anche su veicoli aziendali



521A

Armadietto pensile in polipropilene completa di allegato 1, separatore e supporto a muro
Dim: 52x44x15 cm

522

Armadietto pensile in metallo verniciato completo di allegato 2 maggiorato
Dim: 40x30x14cm
Serratura con chiave





523

Armadietto pensile in metallo verniciato
completo di allegato 1
Dim: 50x30x14cm
Serratura con chiave



090

**PACCO REINTEGRO
ALLEGATO 2**

Fino a 2 persone

Contenuto conforme al decreto N°. 388
del 15/07/2003



089

**PACCO REINTEGRO
ALLEGATO 1**

Oltre le 2 persone

Contenuto conforme al decreto N°. 388
del 15/07/2003



Ghiaccio istantaneo in busta

Cnfezione : 25 pezzi



PROTEXINS PLUS Crema barriera protettiva per mani

Tubo da 100 ml



STZ 202

Stazione lavaggio oculare composta da
2 flaconi da 500 ml di soluzione salina
sterile o soluzione sterile ph neutro

Stazioni disponibili :

- 2 flacone soluzione salina
- 2 flacone soluzione ph neutro
- 1flacone soluzione salina + 1 ph neutro

Soluzione PH Neutro

Flacone di soluzione ph neutro con tappo oculare
premontato .Dopo l'utilizzo risciacquare l'occhio con
soluzione salina sterile
Formati disponibili :
250 ml



Soluzione salina

Flacone di soluzione salina sterile con
tappo oculare premontato .
Formati disponibili :
100 ml
250 ml
500 ml




LAV003

Lavaocchi a parete con vaschetta in ABS .Tubazioni in acciaio zincato , valvola di comando a sfera in bronzo. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata.
Comando a mano
UNI EN 15154-2 :207
UNI EN 9608:1993

LAV001

Lavaocchi a piedistallo con vaschetta in ABS .Tubazioni in acciaio zincato , valvola di comando a sfera in bronzo. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata.
Comandi a mano e piede
UNI EN 15154-2 :207
UNI EN 9608:1993



LAV006

Doccia lavaocchi a piedistallo con vaschetta in ABS .Tubazioni in acciaio zincato , valvola di comando a sfera in bronzo. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata.
Comandi a mano (2) e piede
UNI EN 15154-2 :207
UNI EN 9608:1993